

Số: 112 /RHMTW- VTTBYT  
V/v mời báo giá Bảo trì máy rửa khử khuẩn,  
máy hấp tiệt trùng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm đơn vị Bảo trì máy rửa khử khuẩn, máy hấp tiệt trùng. Để có cơ sở lập kế hoạch Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, vui lòng gửi bảng yêu cầu báo giá cho bệnh viện, chi tiết như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
    - Họ tên: Nguyễn Minh Hiếu
    - Chức vụ: Kỹ sư
    - Điện thoại : 028.38556732 (3305)
    - Email: tbyt.nhos@gmail.com
  - Cách thức tiếp nhận báo giá:
    - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
    - Nhận qua email: tbyt.nhos@gmail.com
  - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 3 năm 2024 đến trước 16 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét, thẩm định.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ghi trên bảng báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục trang thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế.

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
1	Bảo trì máy rửa khử khuẩn	Kiểm tra hệ thống điện - Mạch nguồn cung cấp cho	01	Máy	KSNK

	<p>- Model: WD 230  - SN: 99832101026  - HSX/NSX:  Belimed/Thụy Sĩ</p>	<p>máy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình, bàn phím, mạch điều khiển</li> </ul> <p>Kiểm tra các bộ phận trong máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Van nước vào, lưới lọc</li> <li>- Cánh tay rửa</li> <li>- Van xả</li> <li>- Sensor nhiệt độ nước</li> <li>- Điện trở làm nóng nước</li> <li>- Máy bơm tuần hoàn</li> <li>- Bơm dung dịch diệt khuẩn</li> <li>- Motor thổi</li> <li>- Hệ thống lọc khí</li> <li>- Điện trở buồng sấy khí</li> <li>- Sensor nhiệt độ sấy</li> <li>- Gioăng cửa</li> <li>- Hệ thống điều khiển cửa</li> <li>- Sensor mực nước, sensor áp suất nước</li> </ul> <p>Kiểm tra hệ thống bảo vệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các sensor nhiệt, sensor mực nước</li> <li>- Công tắc bảo vệ quá nhiệt buồng thổi khí</li> <li>- Công tắc bảo vệ quá nhiệt buồng rửa</li> </ul> <p>Kiểm tra hệ thống đường ống:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra đường ống cấp, xả nước, xả hơi</li> <li>- Kiểm tra rò rỉ điểm nối giữa các ống</li> </ul> <p>Lau chùi vệ sinh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lau chùi các tấm panel trong và ngoài máy</li> <li>- Loại bỏ cặn bẩn trong lưới lọc, tay quay</li> </ul> <p>Xe chứa khay dụng cụ sạch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dơ:</li> <li>- Làm vệ sinh, căn chỉnh</li> </ul>			
2	<p>Bảo trì máy hấp tiệt trùng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Model: MST-V 6-6-6 VS2</li> <li>SN: 11960/2010</li> </ul>	<p>Kiểm tra gioăng cửa và khung chứa gioăng cửa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh gioăng cửa</li> </ul> <p>Kiểm tra cửa phía sạch và dơ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lực đóng cửa</li> </ul>	01	Máy	

	<p>- HSX/NSX: Belimed/Thụy Sĩ</p>	<p>- Độ bảo vệ an toàn của cửa Kiểm tra bộ phận truyền động cửa - Motor cửa - Xích kéo Kiểm tra nút khẩn cấp - Phía sạch &amp; phía dơ Kiểm tra hệ thống đường ống - Cấp nước &amp; xả nước thải - Ống khí nén Kiểm tra lọc khí nén - Làm khô nước bộ lọc khí Kiểm tra bộ thông khí - Độ thoát khí Kiểm tra độ tiết khuẩn - Chạy chương trình Bowie-Dick Kiểm tra các van - Van điện &amp; van hơi Kiểm tra bơm chân không Kiểm tra các đồng hồ áp suất Kiểm tra các điện cực, mức nước</p>			
3	<p>Bảo trì máy hấp tiết trùng - Model: MST-VFO 6-6-9 VS2 SN: 12685/2010 - HSX/NSX: Belimed/Thụy Sĩ</p>	<p>Kiểm tra gioăng cửa và khung chứa gioăng cửa - Vệ sinh gioăng cửa Kiểm tra cửa phía sạch và dơ - Lực đóng cửa - Độ bảo vệ an toàn của cửa Kiểm tra bộ phận truyền động cửa - Motor cửa - Xích kéo Kiểm tra nút khẩn cấp - Phía sạch &amp; phía dơ Kiểm tra hệ thống đường ống - Cấp nước &amp; xả nước thải - Ống khí nén Kiểm tra lọc khí nén - Làm khô nước bộ lọc khí Kiểm tra bộ thông khí - Độ thoát khí Kiểm tra độ tiết khuẩn - Chạy chương trình Bowie-</p>	01	Máy	

	Dick Kiểm tra các van - Van điện & van hơi Kiểm tra bơm chân không Kiểm tra các đồng hồ áp suất Kiểm tra các điện cực, mức nước			
--	--	--	--	--

2. Địa điểm bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế tại 201A, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM.

3. Thời gian dự kiến: 12 tháng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không tạm ứng.

5. Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
**Hồ Hữu Tiến**

